



冰凍切片
Frozen section
〈 教學手冊 〉

三軍總醫院
病理部 總醫師
109年2月 第一版

送FROZEN前

- 1. 何種器官/組織?
- 2. 位置?
- 3. 看什麼?(惡性/良性, 或是有無腫瘤細胞)
- 4. 影像學?(超音波、CT、MRI報告)
- 5. 之前病史(尤其是惡性)?
 - 外院診斷或切片?
 - 本院有無相關病理報告?
- 6. 主治醫師/開刀房電話?





- GYN-CERVI1.cervix conization
- GYN-CERVI2.cervix biopsy
- GYN-ENDO.endometrium biopsy,
- GYN-FT1.ectopic pregnancy or
- GYN-OVARY1.ovary non-tumor 切
- GYN-OVARY2.ovary tumor (R't/l
- GYN-UTERU1.Uterus tumor (wit.
- GYN-UTERU2.Uterus non-tumor
- GYN-UTERU3.myomectomy
- GYN-UTERU4.uterus prolapse (
- LUNG1.bronchus or lung biops
- LUNG2.wedge resection with/w
- LUNG3.lobectomy with/without

Frozen section

PAT01.冰凍切片檢查 (單次住院只能開一次)

- PAT02.細胞抹片檢查
- PAT03.病理電鏡檢查
- PAT04.病理螢光原位雜交檢查
- PAT05.免疫組織化學染色檢查
- PAT06.病毒核糖核酸原位雜交測
- PAT07.特定器官biopsy (heart/
- SELF-PAID.MSI (microsatellit
- SELF-PAID2.免疫組織化學染色
- TRANSPLANT.移植術後評估切片(
- 病切1.異物 (如牙齒、金屬、玻
- 病切2.附帶切除闌尾、男女結紮
- 病切3.闌尾炎、各式囊腫、血管
- 病切4.非2/3級之內視鏡及穿刺、
- 病切5.乳房切除不含淋巴結、子
- 病切6.乳房切除含淋巴結、腫瘤

醫令名稱	檢查類別	檢體	用量	頻率	途徑	天數
Frozen section	31701		0			0

- 神經內科
- 神經外科部
- 胸腔內科
- 胸腔外科
- 骨科
- 麻醉部
- 感染科

關鍵字搜尋

搜尋清單

--

- 停用
- 醫囑不顯示

手術室-冰凍切片檢體氣送

病理檢體追溯

請先於各手術室完成列印標籤、出刀房

標籤列印 ▾

檢體出刀房

檢體入箱

檢體運送 ▾

退檢簽收

PATH - 氣送 - path-Cf

往病理部

達病理部

氣送

請刷檢體袋(罐)上密封標籤條碼

→

刷條碼



“一定”要刷檢體上的易碎標籤

送FROZEN後

- 記得檢體追溯系統要選擇「氣送」！
- 檢體過大(超過5元硬幣大小)
 - 請加開 permanent 病理申請單
- **靜候**病理報告完成
 - 如果真的很急著問...
 - 請先確認**檢體簽收日期**及**病理號**!
 - 於簽收日期**第二天傍晚**
 - 或是**第三天早上9點半後**
 - 再打至病理部詢問



請勿盜用他人ID開立

三軍總醫院

病理部【組織病理檢查申請單】

(重印)

姓名: 許 [REDACTED]

病歷號: [REDACTED]



出生年月日: 0291214

床號: 61 - 021

住院流水號: 954157

就診別: 住院

檢體流水號: 007300085

性別: 男

申請單流水號: 569874

身份: 健保

申請日期: 1000413 1605

主治醫師: 吳 [REDACTED] (DOC20283)

申請醫師: 馬 [REDACTED] (DOC20027)

申請科別: 泌尿外科

檢查項目: Surgical pathology Level IV

器官檢體: prostate

手術前診斷: r/o prostate cancer

病程摘要: r/o prostate cancer

貼心提醒

- 骨頭太硬，要脫鈣才能切，不要送冰切。
- 脂肪太軟太油，容易掉片，要經過福馬林固定才比較好切，盡量不要送冰切。
- 淋巴瘤需要配合免疫組織化學染色判讀，無法當下診斷，如非必要，也盡量不要送冰切。
- 不會立即影響手術方式，可以按正常流程送Permanent即可，細胞凍過可能會影響判讀，而且...

冰切報告不會比較早發!!!

冰切報告不會比較早發!!!

冰切報告不會比較早發!!!

(很重要，講三次!)



貼心提醒

- Permanent標本宜用**福馬林**固定(檢體要全部浸泡，否則會腐爛影響診斷)
- 申請單請另外用夾鏈袋封好，避免福馬林滲漏使得申請單模糊，造成退件。
- Frozen section、電鏡(有專門電鏡液)、免疫螢光染色、Cytology**不可**泡福馬林。
- 上班時段的冰段切片可直接聯絡病理部(88165)，**晚上5點之後或假日**的檢體，請**提早**聯絡值班住院醫師。



Thank for your listening