

負壓傷口治療機

NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY

VT·200

VT·ONE



適病症

- 慢性傷口、急性傷口、外傷性傷口(trauma)
- 糖尿病潰瘍、壓瘡、亞急性及開裂式傷口
- 部分皮膚燒傷植皮、皮瓣及網狀皮膚移植

禁忌症

暴露的血管、骨骼、器官或神經、惡性腫瘤的傷口、存在痂皮壞死的組織、未經治療的骨髓炎或營養不良

負壓傷口治療機專用的收集罐與傷口敷料皆屬於拋棄套件，僅供單次使用，如重複使用可能造成傷口汙染、感染、抑或傷口無法痊癒。為協助確保安全與有效使用，本產品只能與Carilex VT負壓傷口治療機搭配使用。



▲ 收集罐 300ml/ 500ml/ 1000ml



▲ 負壓傷口敷料

- 300/500/1000ml 負壓傷口治療機收集罐 衛部醫器製字第005375號
- 150ml 負壓傷口治療機收集罐 衛部醫器製字第005719號

- 負壓傷口敷料 衛部醫器製字第005375號

VT·ONE



負壓傷口治療機

VT·One 衛部醫器製字第005719號

VT·200 衛部醫器製字第006172號

VT·200



產品優勢



備用電池

VT·One 可待機長達16小時
VT·200 可待機長達24小時



高效防水等級
(IP22)



提供阻塞 / 洩漏警示
靈敏度調整的功能



重複使用

僅需更換收集罐與敷料



直覺化操作介面
使用簡單



100% 台灣製造生產
通過美國FDA認證、歐盟CE認證

VT·ONE

機型輕巧，方便攜帶，直覺設計的安裝

VT·200

可搭配300/500/1000ml 收集罐，與大中小三種不同尺寸傷口敷料

| 型號 | VT·ONE | VT·200 |
|--------|----------------|------------------------|
| 尺寸(mm) | 高150x 寬85x 深50 | 高180x 寬179x 深90 |
| 重量 | 0.25kg (不含收集罐) | 1.13kg (不含收集罐) |
| 收集罐容量 | 150 (cc/ml) | 300/ 500/ 1000 (cc/ml) |
| 持續使用時間 | 長達16 小時 | 長達24小時 |
| 負壓運行模式 | 連續模式 / 間歇模式 | 連續模式 / 間歇模式 |
| 負壓設定範圍 | 50-150 | 30-200 |