

## 五大特性

### 啟動傷口修補的機制

-  ▶ 萃取之豬真皮
-  ▶ 高純度膠原蛋白萃取技術
-  ▶ 經過  $\gamma$  射線滅菌處理
-  ▶ 為單次使用之敷料
-  ▶ 第 I 型膠原蛋白所組成

適用範圍：



各式創傷  
/手術傷口



淺層燒燙傷



慢性傷口  
潰瘍、褥瘡

### 產品規格

1. 20x20x2mm
2. 30x35x2mm
3. 30x90x2mm
4. 60x60x2mm

! 此產品需由專業醫師與護理人員操作

傷 . 口 . 守 . 護 . 者

## “耐敷吉”

### 膠原蛋白傷口敷料



Life Fusion Inc.  
惠合再生醫學生技股份有限公司

Tel +886-6-5050356 / Fax +886-6-5050357  
74147 台南市新市區南科二路9號3樓

www.lifefusion.com.tw  
sale@lifefusion.com.tw

南市衛醫器廣字第 107050000 1 號

# “耐敷吉” 膠原蛋白傷口敷料

Life Fusion  
Collagen Wound Dressing

## 產品功能



- A 吸收滲液，維持傷口濕潤環境
- B 提供傷口一個修復的環境與空間
- C 避免傷口過於乾燥

衛部醫器字第004686號



## 產品

### 優勢

- 吸收傷口滲液，保持傷口濕潤環境
- 良好的生物可分解特性，減少更換頻率及傷口傷害
- 可應用於潰瘍、褥瘡、創傷、淺層燒燙傷或手術傷口等
- 多孔結構透氣性佳
- 低過敏反應
- 生物相容性佳，為人體可吸收

## 多孔性結構

### What 什麼是「耐敷吉」膠原蛋白傷口敷料？

「耐敷吉」膠原蛋白傷口敷料是由高純度膠原蛋白所組成，為可提供傷口敷蓋與修復，加速傷口癒合之敷料。

### When 何時使用膠原蛋白傷口敷料？何時更換？如何更換呢？

敷料適用於創傷、潰瘍、淺層燒燙傷、手術傷口...等。  
更換頻率視滲出液情況，當膠原蛋白被吸收後，傷口尚未癒合時，再敷上新的敷料。  
需移除敷料時，以生理食鹽水輕輕沖洗傷口，直到敷料脫離傷口後即可。

### HOW 如何使用膠原蛋白傷口敷料？

